


Einführung Beatmung

INTELLIVENT-ASV+



ASV und INTELLiVENT-ASV+

Manual setting

Automatic setting


Ventilation

Control PaCO₂

Oxygenation


Control PaO₂

Volume control





ASV

Adaptive Support Ventilation



INTELLiVENT-ASV+



INTELLIVENT-ASV+

ze geändert

INTELLIVENT

CO2-Eliminierung

Ppeak

PetCO2 kPa

Target Shift

Automatische Anpassungen

%MinVol Automatisch Manuell

PEEP/CPAP Automatisch Manuell

Sauerstoff Automatisch Manuell

Patientenzustand

ARDS SHT

Chr. Hyperkp.

Quick Wean

Automatisch Deaktiviert

Autom. Recruitment PEEP-Grenzwert

Passiver Pat. 15 5

Kein Recruitm.

HLI aktiviert

Abbrechen **Weiter**

Ansicht 1/4 **Trend**

IntelliCuff

120 % %MinVol

Oxygenierung

PEEP/CPAP

PEEP / SpO₂

FIO₂ / PEEP

Target Shift

SpO₂ %

5 mbar

PEEP/CPAP

60 Vol%

Sauerstoff

Parameter

Alarne


INTELLiVENT-ASV+

Druckkontrollierte Beatmungsform
→ Druckunterstützte Beatmungsform


Ein vordefiniertes MV wird appliziert....

...unter Einhaltung von Lungenschutzparametern....

...eine Spontanatmung ist jederzeit möglich.



INTELLiVENT-ASV+



$$100\text{ml/kg KG} = 100\% \text{ MV}$$

Ideales Körpergewicht

Normoventilation (ml/min)

Frauen: Körpergrösse (cm) - 100 - 10%

Männer: Körpergrösse (cm) - 100 - 5%



100ml/kg KG

180cm grosse Frau

Ideales Körpergewicht:

$$180\text{cm}-100-0.1\times(180\text{cm}-100\text{cm}) = 72\text{kg}$$



100%Minutenvolumen:

$$100\text{ml} \times 72\text{kg} = 7200\text{ml/min} = 7.2\text{L/min}$$

INTELLIVENT-ASV+






Fig. 7. RELATIONSHIP of elastic, viscous, turbulent, and total work of breathing/min. to frequency of breathing when alveolar ventilation is 6 l/min., and dead space is 200 cc. Curves calculated according to equation 13.



100ml/kg KG = 100% MV

50x144ml


10x720ml



Frequency too low: much elastic work is required to produce the tidal volume

Frequency too high: much work is uselessly done in ventilating the dead space with each breath

INTELLiVENT-ASV+



$$f_{\text{target}} = \frac{\sqrt{1 + 2a \times RCe \times (MV - VD) / VD} - 1}{a \times RCe}$$

Otis Formel

f_{target} Ziel-AF für minimal Work of Breathing

a Faktor, welcher vom Flowmuster abhängt

MV Minutenvolumen


VD Totraumvolumen

RCe expiratorische Zeitkonstante

+ Mead Formel

f_{target} aus beiden Formeln wird gemittelt

INTELLiVENT-ASV+




What's the idea behind?

Mead und Otis-Formel

Spontan atmender Patient:
bei welcher Atemfrequenz ist die Atemarbeit am geringsten?

Kontrolliert beatmeter Patient:
bei welcher Atemfrequenz kann das vordefinierte Atemminutenvolumen mit dem geringstmöglichen Inspirationsdruck appliziert werden?

INTELLiVENT-ASV+



RCe (exspiratorische Zeitkonstante)

Die exspiratorische Zeitkonstante (RC) ist ein Mass für die Zeit, welche es für die Entleerung der Lunge braucht.


Sie ist ein Mass für die Compliance und die Resistance der Lunge als auch der Atemwege.

RESPIRATORY PHYSIOLOGY

TIME CONSTANT

Expressed in second. It does NOT directly indicate the length of time required to complete a flow course.

INSPIRATORY




EXPIRATORY

Time constant $RC = \text{Resistance (R)} \times \text{Compliance (C)}$


INTELLiVENT-ASV+

ASV Screen



INTELLiVENT-ASV+

ASV Screen



Lungenschutzregeln

A Schutz vor Apnoe

B Vermeiden von dynamischer Hyperinflation und Breath Stacking

C Vermeiden von niedriger alveolarer Beatmung

D Vermeiden von zu hohen Tidalvolumina und Drücken

INTELLiVENT-ASV+


ASV Screen Lungenschutzregeln

Grenze für Volu-und Barotrauma


1. $\leq 10 \times VD^*$

2. $P_{peak} - PEEP \times C_{dyn}$

→ der tiefere der beiden TV_{max} wird verwendet




Apnoe-Grenze
AF ≥ 5



INTELLiVENT-ASV+


Minute Volume Adjustment in passive patients



INTELLiVENT-ASV+


Minute Volume Adjustment in passive patients

Wenn kein CO₂ Signal
verfügbar, wird %MinVol
Steuerung automatisch
eingefroren



INTELLIVENT-ASV+

Minute Volume Adjustment in passive patients




P_{ET}CO₂ in target range:
Treatment kept constant

➡ Fine %MV adjustment to target the middle of range

INTELLIVENT-ASV+

Minute Volume Adjustment in passive patients



P_{ET}CO₂ above target range:
Increasing target MV

→ Breath by breath %MV increase of 1% per breath

INTELLIVENT-ASV+

Minute Volume Adjustment in passive patients




P_{ET}CO₂ below target range:
Decreasing target MV




Breath by breath %MV decrease of 1% per breath

INTELLIVENT-ASV+



Is there a pressure limit to generate a predefined tidal volume ?






INTELLIVENT-ASV+

Minute Volume Adjustment in active patients

Passive patient


Active patient




INTELLIVENT-ASV+

Minute Volume Adjustment in active patients

Active patient



Too high



↗ MV

Acceptable range

Fine adaptation to target the middle of the range


Too low



↙ MV

INTELLIVENT-ASV: Ventilationsmanagement aktiver Patient

Wenn kein CO₂ Signal
verfügbar, wird %MinVol
Steuerung automatisch
eingefroren



ASV und INTELLiVENT-ASV+

Manual setting

Automatic setting


Ventilation

Control PaCO₂


Oxygenation

Control PaO₂



Volume control



ASV



INTELLiVENT-ASV+



INTELLIVENT-ASV+

ze geändert

INTELLIVENT

CO2-Eliminierung

Ppeak

Target Shift: 0.0

Patientenzustand

ARDS SHT

Chr. Hyperkp.

Quick Wean

Automatisch Deaktiviert

Autom. Recruitment PEEP-Grenzwert

Passiver Pat. 15
Kein Recruitm. 5

HLI aktiviert

Abbrechen **Weiter**

Automatische Anpassungen

%MinVol Automatisch Manuell

PEEP/CPAP Automatisch Manuell

Sauerstoff Automatisch Manuell

120 % %MinVol


5 mbar PEEP/CPAP

60 Vol% Sauerstoff

Parameter

Alarne


INTELLIVENT-ASV+



Increase treatment

- F_iO₂: 10% alle 30sec
- PEEP: 1mbar alle 6min

Higher PEEP/lower F _i O ₂							
F _i O ₂	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
PEEP	5	8	10	12	14	14	16
F _i O ₂	0.5	0.5-0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	
PEEP	18	20	22	22	22	24	




Decrease treatment

- F_iO₂: 5% alle 60sec
- PEEP: 1mbar alle 6min

Lower PEEP/higher F _i O ₂							
F _i O ₂	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7
PEEP	5	5	8	8	10	10	10
F _i O ₂	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	
PEEP	14	14	14	16	18	18-24	

INTELLiVENT-ASV+



Oxygenation
Control PaO_2

INTELLIVENT-ASV+


Oxygenation Controller

Increase
Oxygen/PEEP

Emergency
100% Oxygen

FiO_2/PEEP
maintained
(fine tuning)

Decrease
Oxygen/PE
EP



INTELLIVENT-ASV+

ze geändert

INTELLIVENT

CO2-Eliminierung

Ppeak

PetCO2 kPa

Oxygenierung

PEEP/CPAP

SpO2 %

Automatische Anpassungen

%MinVol Automatisch Manuell

PEEP/CPAP Automatisch Manuell

Sauerstoff Automatisch Manuell

Patientenzustand

ARDS SHT

Chr. Hyperkp.

Quick Wean

Automatisch Deaktiviert

Autom. Recruitment PEEP-Grenzwert

Passiver Pat. 15

Kein Recruitm. 5

HLI aktiviert

Parameter

Alarne

120 % %MinVol

5 mbar PEEP/CPAP


60 Vol% Sauerstoff

Abbrechen **Weiter**

The screen displays various ventilation parameters and status indicators. A red box highlights the 'Automatische Anpassungen' section, which includes buttons for %MinVol, PEEP/CPAP, and Sauerstoff modes. Another red box highlights the 'Autom. Recruitment PEEP-Grenzwert' section, showing recruitment limits of 15 and 5. A third red box highlights the bottom right corner containing large numerical values for %MinVol (120), pressure (5 mbar), oxygen percentage (60 Vol%), and oxygen saturation (Sauerstoff).

Controller Status

INTELLiVENT-ASV+



Manuell

100
%

%MinVol

5
cmH₂O
PEEP/CPAP

30
%

Oxygen

Automatisch

102
%

%MinVol

5
cmH₂O
PEEP/CPAP

50
%

Oxygen

Frozen

161
%

%MinVol

5
cmH₂O
PEEP/CPAP

50
%

Oxygen

INTELLIVENT-ASV+

ze geändert

INTELLIVENT

CO2-Eliminierung

Ppeak

PetCO2 kPa

Target Shift

Automatische Anpassungen

%MinVol Automatisch Manuell

PEEP/CPAP Automatisch Manuell

Sauerstoff Automatisch Manuell

Patientenzustand

ARDS SHT

Chr. Hyperkp.

Oxygenierung

PEEP/CPAP

PEEP / SpO₂

FIO₂ / PEEP

Target Shift

Quick Wean

Automatisch Deaktiviert

Autom. Recruitment PEEP-Grenzwert

Passiver Pat. 15

Kein Recruitm. 5

HLI aktiviert

Abbrechen **Weiter**

Trend

Ansicht 1/4

IntelliCuff

120 % %MinVol

5 mbar

PEEP/CPAP

60 Vol%

Sauerstoff

Parameter

Alarne

INTELLiVENT-ASV+

Patienten- zustand	Beatmung		Oxygenierung			Quick	Autom.	PEEP-
	%MinVol	Akzeptabler	P ASV	O ₂ -Start- wert (%)	PEEP- Start-wert	Wean	Recruitment	Grenzwert
	Startwert	Bereich	Limit					Anpassung anhand HLI
		Spontan- atmung	(mbar)		(mbar)			
		$D = \%MinVol/K$						
Normal	100	K = 10	30	60	5	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert
ARDS	120	K = 10	35	100	5	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert
Hyperkapnie	90	K = 10	25	40	manuell	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert
ARDS+ Hyperkapnie	110	K = 10	30	80	manuell	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert
Schädel- Hirn-Trauma	a)		b)	60	manuell	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert

a) Der Startwert wird anhand des Patientenzustands festgelegt

b) Schädel-Hirn-Trauma (SHT): 28 mbar

SHT + Hyperkapnie: 28 mbar

SHT + ARDS: 30 mbar

Übrige Kombinationen: 28 mbar

INTELLiVENT-ASV+

Normal

Patienten- zustand	Beatmung		Oxygenierung		
	%MinVol	Akzeptabler Startwert	P ASV	O ₂ -Start- wert (%)	PEEP- Start-wert
		Bereich Spontan- atmung	Limit (mbar)		(mbar)
	D=%MinVol/K				
Normal	100	K = 10	30	60	5
ARDS	120	K = 10	35	100	5
Hyperkapnie	90	K = 10	25	40	manuell
ARDS+ Hyperkapnie	110	K = 10	30	80	manuell
Schädel- Hirn-Trauma	a)		b)	60	manuell





a) Der Startwert wird anhand des Patientenzustands festgelegt

b) Schädel-Hirn-Trauma (SHT): 28 mbar

SHT + Hyperkapnie: 28 mbar

SHT + ARDS: 30 mbar



Übrige Kombinationen: 28 mbar



INTELLiVENT-ASV+

ARDS

Patienten- zustand	Beatmung		Oxygenierung		
	%MinVol	Akzeptabler Bereich	P ASV	O ₂ -Start- wert (%)	PEEP- Start-wert (mbar)
	Startwert	Spontan- atmung	Limit (mbar)		
$D = \% \text{MinVol} / K$					
Normal	100	K = 10	30	60	5
ARDS	120	K = 10	35	100	5
Hyperkapnie	90	K = 10	25	40	manuell
ARDS+ Hyperkapnie	110	K = 10	30	80	manuell
Schädel- Hirn-Trauma	a)		b)	60	manuell



a) Der Startwert wird anhand des Patientenzustands festgelegt

b) Schädel-Hirn-Trauma (SHT): 28 mbar

SHT + Hyperkapnie: 28 mbar

SHT + ARDS: 30 mbar

Übrige Kombinationen: 28 mbar

INTELLiVENT-ASV+

Hyperkapnie

Patienten- zustand	Beatmung		Oxygenierung		
	%MinVol	Akzeptabler Startwert	P ASV	O ₂ -Start- wert (%)	PEEP- Start-wert
		Bereich Spontan- atmung	Limit (mbar)		(mbar)
Normal	100	K = 10	30	60	5
ARDS	120	K = 10	35	100	5
Hyperkapnie	90	K = 10	25	40	manuell
ARDS+ Hyperkapnie	110	K = 10	30	80	manuell
Schädel- Hirn-Trauma	a)		b)	60	manuell


a) Der Startwert wird anhand des Patientenzustands festgelegt

b) Schädel-Hirn-Trauma (SHT): 28 mbar

SHT + Hyperkapnie: 28 mbar

SHT + ARDS: 30 mbar


Übrige Kombinationen: 28 mbar



INTELLiVENT-ASV+

Schädelhirntrauma


Patienten- zustand	Beatmung		Oxygenierung		
	%MinVol	Akzeptabler Startwert	P ASV	O ₂ -Start- wert (%)	PEEP- Start-wert
		Bereich Spontan- atmung	Limit (mbar)		(mbar)
Normal	100	K = 10	30	60	5
ARDS	120	K = 10	35	100	5
Hyperkapnie	90	K = 10	25	40	manuell
ARDS+ Hyperkapnie	110	K = 10	30	80	manuell
Schädel- Hirn-Trauma	a)		b)	60	manuell



- a) Der Startwert wird anhand des Patientenzustands festgelegt
- b) Schädel-Hirn-Trauma (SHT): 28 mbar
 - SHT + Hyperkapnie: 28 mbar
 - SHT + ARDS: 30 mbar
 - Übrige Kombinationen: 28 mbar

INTELLIVENT-ASV+


CO₂ und SpO₂ Targets



INTELLIVENT-ASV+

PEEP Grenzen und Target Shift

Patienten- zustand	%MinVol	PASVlimit [mbar]	FiO ₂ [%]	PEEP [mbar]	Target Shift [mbar]	O ₂
Normal RC _{exp} 0,5 – 0,9 s	100	30	100	5	5	12
ARDS RC _{exp} < 0,5 s	140	35	100	10	10	15
Chronische Hyperkapnie RC _{exp} > 0,9 s	100	35	100	8	manuel	0.7



INTELLIVENT-ASV+

Die notwendigen Sensoren

Ventilation



Proximal
flow sensor



Airway CO₂
sensor

Oxygenation





SpO₂
sensors

INTELLiVENT-ASV+



Die notwendigen Sensoren

Ventilation



- 2nd highest value of the last 8 breaths
- Quality index

Oxygenation




- Mean on the 15 last values
- Quality index

Sensoren

INTELLiVENT-ASV+

Aktivierung der Sensoren



Basic mechanical ventilation

Continuing development of BASIC is supported by an unrestricted educational grant from



BASIC

Mechanical ventilation

- Physics
- Basic concepts
- Complications



Physics

P: Pressure

ΔP : Pressure Gradient

V: Volume

\dot{V} : Gas Flow

R: Resistance

C: Compliance

RC: Time constant

Pressure

Force applied over a unit area



Physics

P: Pressure

ΔP : Pressure Gradient

V: Volume

\dot{V} : Gas Flow

R: Resistance

C: Compliance

RC: Time constant

Pressure Gradient

Refers to the difference between the pressure at area A and the pressure at area B. If both areas are connected with a tube, the pressure gradient drives the air or gas to move from the high pressure area to the low pressure area.

The gas movement is flow.



Physics

P: Pressure

ΔP : Pressure Gradient

V: Volume

\dot{V} : Gas Flow

R: Resistance

C: Compliance

RC: Time constant

Volume

Gas volume is a measure of the space occupied by a quantity of gas at a given pressure.

Tidal volume and minute volume are two typical examples of gas volumes.

Gas is compressible.



Physics

P: Pressure

ΔP : Pressure Gradient

V: Volume



\dot{V} : Gas Flow

R: Resistance

C: Compliance

RC: Time constant

Flow
Movement of gas volume over time.



Flow waveform of a ventilated patient



Physics

P: Pressure

ΔP : Pressure Gradient

V: Volume

\dot{V} : Gas Flow

R: Resistance

C: Compliance

RC: Time constant




RESPIRATORY PHYSIOLOGY


one compartment model

Airway Lung Structure


2 parts




Airways




Alveoli



Tube



Balloon



BASIC

RESPIRATORY PHYSIOLOGY

Two main forces oppose inflation of the balloon



Impedance to flow

...which represents resistance of the airways

Impedance to volumetric expansion

...which represents compliance of the chest wall



RESPIRATORY PHYSIOLOGY

RESISTANCE

RESISTANCE

Force against gas movement

- When a gas moves through a tube, a resistance is generated
- Resistance depends on
 1. Properties of the tube
(length, internal diameter, inner surface, curvature...)
 2. Properties of the passing gas
(density, viscosity)
 3. Flow

$$\text{Resistance} = \frac{\Delta \text{ Pressure}}{\text{Flow}}$$

mbar/L/min

Ohm's law




BASIC

RESPIRATORY PHYSIOLOGY



COMPLIANCE




BASIC

RESPIRATORY PHYSIOLOGY



COMPLIANCE




$$\text{Compliance} = \frac{\Delta \text{ Volume}}{\Delta \text{ Pressure}} \quad \text{mL/cmH}_2\text{O oder L/cmH}_2\text{O}$$



BASIC

RESPIRATORY PHYSIOLOGY

INSPIRATION AND EXPIRATION; SPONTANEOUS BREATHING



- Downward movement of diaphragm → alveolar pressure drops below airway opening pressure
1
- Following the pressure gradient → air is sucked into the lung
- 2 Lungs are inflated with inspiratory flow over time → Alveolar pressure increases gradually
- 3 Alveolar pressure and airway opening pressure become equal → Flow stops
- 4 Relaxation of the diaphragm → Elastic recoil force of lungs and chest wall brings the enlarged lungs back to their resting position (FRC)




BASIC

RESPIRATORY PHYSIOLOGY

INSPIRATION AND EXPIRATION; ARTIFICIAL LUNG VENTILATION

INSPIRATION




- 1 Ventilator raises Pao from pressure baseline to peak pressure → This generates a temporary gradient between Pao and Palv
→ The gas is pushed into the lungs
- 2 Lungs are inflated with inspiratory flow over time → Alveolar pressure increases gradually
- 3 Alveolar pressure and airway opening pressure become equal → Flow stops



BASIC

RESPIRATORY PHYSIOLOGY

INSPIRATION AND EXPIRATION; ARTIFICIAL LUNG VENTILATION



4 Ventilator lowers Pao from peak pressure baseline to baseline pressure

- This generates a temporary gradient between Pao and Palv
- The elastic recoil force of the lung-chest wall pushes the gas out of the lungs

5 Alveolar pressure and airway opening pressure become equal

- Flow stops



RESPIRATORY PHYSIOLOGY

INSPIRATION AND EXPIRATION

- Flow is defined as change of volume over time
- It takes time to complete a course of volume change (inflation or deflation)
- Inflation: if time available for lung inspiration is too short, tidal volume decreases
- Deflation: if time available for lung exhalation is shorter than required, gas volume is trapped in the lungs and alveolar pressure rises



How to know or estimate objectively and individually the required time to complete a course of volume change?



Physics

P: Pressure

ΔP : Pressure Gradient

V: Volume

\dot{V} : Gas Flow

R: Resistance

C: Compliance

RC: Time constant




RESPIRATORY PHYSIOLOGY

TIME CONSTANT

Expressed in second

INSPIRATORY




EXPIRATORY

Time constant $RC = \text{Resistance (R)} \times \text{Compliance (C)}$



BASIC





BASIC

Main determinants



- Oxygen in
 - $\uparrow \text{FiO}_2$
 - \uparrow mean alveolar pressure
 - PEEP
 - Re-open alveoli and \downarrow shunt
- Carbon dioxide out
 - \uparrow ventilation
 - $\uparrow \text{RR}$
 - \uparrow tidal volume



Mean airway pressure



Mean airway pressure



Inspiratory time

- Set as:
 - % of respiratory cycle
 - I:E ratio
 - Fixed time
 - Indirectly, by setting flow
- Expiratory time not set
 - Remaining time after inspiration before next breath





Inspiratory time

- Increased inspiratory time
 - Improved oxygenation
 - Unnatural pattern of breathing
 - Deeper sedation
 - Increased risk of gas trapping



Mean airway pressure



PEEP

- Improves oxygenation
 - ↑ mean alveolar pressure
 - ↓ shunting



Respiratory complications

- Nosocomial pneumonia
- Ventilator-associated lung injury
- Gas trapping




Ventilator associated lung injury

- High pressures (barotrauma)
- High volumes (volutrauma)
- Shear injury



Gas trapping



Gas trapping

- Predisposing factors:
 - Asthma or COPD
 - Long inspiratory time (\Rightarrow expiratory time short)
 - High respiratory rate (\Rightarrow absolute expiratory time short)
 - Large tidal volume




Gas trapping

- Effects
 - progressive hyperinflation of alveoli
 - progressive rise in end-expiratory pressure (intrinsic PEEP)



Intrinsic PEEP (PEEP_i)





Gas trapping

- Adverse effects
 - Barotrauma
 - Cardiovascular compromise




Cardiovascular effects



Hypotension

- Consider
 - Drug induced
 - Gas trapping
 - Tension pneumothorax



Summary I

- Physics: P , ΔP , \dot{V} , R , C , RC
- PaO_2 determined by
 - $F_I O_2$
 - Mean airway pressure (PEEP, I:E ratio)
- $PaCO_2$ determined by
 - Alveolar minute ventilation (RR, V_T)



Summary II

- Complications include
 - Hypotension
 - Ventilator-associated lung injury
 - Gas trapping

